

脳卒中看護認定看護師 (1病棟:千葉 3病棟:木村)



今回は最新の尿道カテーテルの紹介です!

簡単に留置、着脱が可能なタイプの夜間用Dibカテーテルです。リザーバーを押し込むだけで挿入が可能、抜去の際はボタンを押すだけです。手指の麻痺がある場合は練習が必要となりますので排尿ケアチームにご相談下さい。

車いすから便座に移乗することなく間欠自己導尿が行えるよう、延長管を付属したタイプのカテーテルです。



参考資料: Dibインターナショナル株式会社

自立のためには多職種で連携し練習する必要があります。希望時は排尿ケアチームにご相談下さい。



この部分が長くなっています!



リザーバーを押し込むだけで留置可能



ボタン1つで抜去

青い部分のグリップを持てば衛生的です!



参考資料: コロプラスト株式会社



コンパクトで持ち歩きに便利です!

最近では使い捨てのカテーテルが主流となってきており、ご希望のある患者様は病棟でお試が可能です。ご希望の際は、退院時排尿自立支援加算内でお渡しすることができます。